

Tuyau prolongateur (Luer-Lok)

- Diamètre de 3mm - 100cm - par pièce

08/10/2025 15:18:19



Numéro d'article	0103211
Prix HT	1,21 €
Prix TTC	1,46 €
Stock	en stock

Description

TUYAU PROLONGATEUR - LUER-LOCK - DIAMÈTRE 3 MM - 100 CM

- Matière : PVC
- Volume de remplissage : 100 cm = 7,0 ml
- Diamètre : 3 mm
- Avec Luer-Lock