



Unistik Shieldlock - Avec adaptateur Luer et corps de pompe - 21G x 200mm - 50 pièces

08/10/2025 02:02:02



Numéro d'article	3754
Prix HT	25,81 €
Prix TTC	31,23 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Unistik Shieldlock - Avec adaptateur Luer et corps de pompe assure une protection immédiate de l'aiguille dès qu'elle est retirée de la veine du patient. Le système de sécurité innovant est facilement activé avec le pouce, ce qui réduit considérablement le risque de blessures par piqûre d'aiguille. De plus, la Shieldlock d'Unistik est conçue pour permettre le retrait facile de grandes quantités de sang, ce qui est idéal pour diverses applications médicales.

Sûre et conviviale

Avec le Shieldlock d'Unistik, vous bénéficiez d'un prélèvement sanguin sûr et fiable, avec une protection optimale à la fois pour le patient et pour le prestataire de soins.

L'adaptateur Luer assure une connexion sûre, tandis que le support facilite l'utilisation.

Contenu et spécifications

Contenu de l'emballage : 50 pièces Tailles disponibles : choisissez la taille souhaitée pour votre application spécifique