



Unistik Shieldlock - Avec adaptateur Luer - Sans corps de pompe de pompe - 23G x 200mm - 100 pièces

07/10/2025 21:59:05



Numéro d'article	3760
Prix HT	38,12 €
Prix TTC	46,13 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Unistik Shieldlock - Avec adaptateur Luer - Sans corps de pompe offre une protection immédiate de l'aiguille dès qu'elle est retirée de la veine du patient. Le système de sécurité innovant est facilement activé avec le pouce, ce qui réduit considérablement le risque de blessures par piqûre d'aiguille. De plus, la Culasse Unistik est conçue pour permettre le retrait facile de grandes quantités de sang, ce qui est idéal pour diverses applications médicales.

Sûre et conviviale

Avec le Shieldlock d'Unistik, vous bénéficiez d'un prélèvement sanguin sûr et fiable, avec une protection optimale à la fois pour le patient et pour le prestataire de soins.

L'adaptateur Luer garantit une connexion sûre.

Contenu et spécifications

Contenu de l'emballage : 100 pièces Tailles disponibles : choisissez la taille souhaitée pour votre application spécifique