



<b>Numéro d'article</b>	010293
<b>Prix HT</b>	63,67 €
<b>Prix TTC</b>	77,04 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

BD Venflon™ Pro Réf. 393202 22G 0,9x25 mm bleu: **temporairement la réf. 391451 BD Venflon 22G 0,8 x 25mm est fournie comme article de remplacement au même prix.** BD Venflon™ Pro d'excellentes propriétés d'insertion Le BD Venflon™ Pro possède d'excellentes propriétés d'insertion grâce à la combinaison de la très bonne maniabilité du BD Venflon™ avec les avantages du polyuréthane. Cela réduit les complications et la douleur associées à la ponction veineuse. BD Venflon™ Pro the patient-friendly catheter (Pro le cathéter convivial pour le patient) La nouvelle canule IV périphérique BD Venflon™ Pro Pro avec orifice d'injection est fabriquée en matériau BD PUR (polyuréthane). Le cathéter BD PUR est rigide à température ambiante, ce qui facilite une ponction réussie dès la première fois. Une fois dans la veine, le cathéter devient flexible, minimisant ainsi les risques associés au cathétérisme IV. Toutes les bonnes choses de BD Venflon™ sont restées Le capuchon pour les injections de bolus sans aiguille, la même forme pour une bonne manipulation et facilité d'utilisation, la régularité de la production. En fait, cela signifie les mêmes propriétés de pénétration, chaque fois que vous percez

un patient. Tout est conçu pour faciliter la ponction veineuse, réduire le risque de complications et réduire les coûts. Le BD Venflon™ Pro a surmonté les difficultés d'utilisation d'autres cathéters PUR.