



Artikelnummer	108315
Prijs excl. BTW	€ 46,26
Prijs incl. BTW	€ 55,97
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Topkwaliteit van Aesculap! Gebogen roestvrij stalen verbandscharen.

Dankzij een afgerond speciaal uiteinde aan het onderste blad, knipt u met deze verbandschaar snel en veilig verbanden door.

Zelfs bij direct contact met het lichaam glijdt de Lister-verbandschaar moeiteloos over de huid, zonder de patiënt te verwonden.

- 2 tandenloze schaarbladen
- Scherp geslepen sneden
- Kenmerkende hoek van de schaarbladen met de handgreep, zodat de verbandschaar goed is vast te houden

Ook verkrijgbaar in lengte: [18 cm](#)