




Artikelnummer	108358
Prijs excl. BTW	€ 161,24
Prijs incl. BTW	€ 195,10
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Aesculap Mayo-Hegar TC Naaldvoerder - hard metaal 15cm (ref:BM065R) Ideaal voor het stevig vasthouden van naalden bij het hechten. De naaldvoerder is door de slanke vorm en de korte kop vooral zeer geschikt voor het plaatsen van ligaturen diep in het operatiegebied.

Productkenmerken

- Materiaal: hard metaal
- Korte kop met gestructureerde hefbomen
- Tweezijdige bloedgroef
- Recht model
- Kan gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden (autoclaaf en heteluchtsterilisator)
- Voor het pakken, houden en doorvoeren van naalden en chirurgisch garen