


AESCULAP Olsen-Hegar TC Naaldvoerder met schaar - 16,5cm

07/10/2025 22:31:21



Artikelnummer	108331
Prijs excl. BTW	€ 193,23
Prijs incl. BTW	€ 233,81
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De naaldvoerder van Olsen-Hegar is een slank instrument met vingergreep en vergrendeling. De naaldvoerder is bijzonder geschikt vanwege het geïntegreerde snijvlak voor chirurgische procedures die kunnen worden uitgevoerd zonder hulp. Door zijn korte kop wordt werken in een diep operatiegebied zeer eenvoudig. De twee hefbomen zijn gestructureerd om een stevige grip van de naald te garanderen. Aesculap is de grootste fabrikant van chirurgische instrumenten ter wereld.

Aesculap chirurgische instrumenten worden gebruikt in de top-ziekenhuizen over de hele wereld.

Voor de chirurg die het beste eist! Een stevige grip om de hechtnaald strak te houden.

- Multi-step kwaliteitscontrole
- Alle instrumenten zijn voorzien van wolframcarbide inserts
- Vergulde ringen

- Hard materiaal
- 16,5 cm