



Artikelnummer	108350
Prijs excl. BTW	€ 47,69
Prijs incl. BTW	€ 57,70
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Arterieklem volgens Kocher-Ochsner is gekenmerkt door de in elkaar grijpende tanden op het uiteinde en kan worden toegepast voor het beetpakken en vasthouden van doorgesneden bloedvaten of weefsels. Door de vergrendeling kan de arterieklem in verschillende posities worden vastgezet. Door de nauwkeurige afwerking van de instrumenten van Aesculap is het erg prettig werken met deze anatomische pincet. Het product is gemakkelijk te reinigen wat belangrijk is voor uw hygiëne.

Producteigenschappen

- Materiaal: chirurgisch RVS
- Lengte: 14 cm
- Chirurgische uitvoering (bek met vertanding)
- Gebogen model