



Artikelnummer	108328
Prijs excl. BTW	€ 29,18
Prijs incl. BTW	€ 35,31
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Aesculap Sterilit[®] Oliespray (ref:JG600)

Voor het onderhoud van instrumenten voorafgaand aan de sterilisatie.

- Stoomdoorlatende oliefilm
- De oliefilm heeft geen invloed op de effectiviteit van de sterilisatie.
- Smeert en beschermt tegen corrosie
- Siliconenvrij, geen vlekken of korstvorming op instrumentoppervlakken

Inhoud: 300 mL