



Artikelnummer	108214
Prijs excl. BTW	€ 12,95
Prijs incl. BTW	€ 15,67
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

De Babinski reflex hamer is zwaarder dan de andere reflexhamers en is geliefd bij neurologen. De reflexhamer model Babinski wordt gebruikt bij het onderzoeken van de voetzoolreflex en is een belangrijk onderdeel van het neurologisch onderzoek. De hamer is uitgevoerd met een ronde kop welke in twee richtingen gebruikt kan worden.

De Babinski hamer is zeer geschikt om reflexen in de benen te testen.

Dit neurologisch onderzoeksinstrument wordt door fysiotherapeuten, neurologen en andere medische professionals gebruikt om o.a. de voetzoolreflex te testen. De reflex hamer Babinski heeft een kop die 90° gebogen kan worden. De hamer beschikt over een in de greep liggende naald voor het testen van pijn- en tastgevoeligheid.