



Artikelnummer	4790
Prijs excl. BTW	€ 2,35
Prijs incl. BTW	€ 2,84
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

DANUMED voedingsspuit - Single Patient Use - 60ml - per stuk

De danumed voedingsspuit met vrouwelijke ENFit® connector is speciaal ontworpen voor de veilige toediening van enterale voeding, medicijnen, vloeistoffen, en voor decompressie en spoelen.

Comfortabele bediening

- Kan worden gewassen en hergebruikt tot 14 dagen.

- De doorzichtige spuitcilinder maakt het eenvoudig de inhoud te controleren.
- De geribbelde grip biedt extra veiligheid en comfort tijdens het gebruik.
- De zuiger beweegt soepel en gelijkmatig voor nauwkeurige dosering.
- Een duidelijke veiligheidsstop voorkomt dat de zuiger per ongeluk uit de cilinder komt.

Maximale veiligheid voor de patiënt

- De ENFit®-connector waarborgt de veiligheid van de patiënt door onjuiste aansluitingen te voorkomen.
- Gemaakt van hoogwaardig biocompatibel materiaal, volledig vrij van latex, PVC, DEHP en BPA.
- De nauwkeurig gevalideerde maatverdeling zorgt voor een hoge meetprecisie.

Afbeeldingen

