



# Emerald-spuit 5 ml met naald 21G x 40mm (Thin Wall) - 100 stuks

07/10/2025 20:23:56



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 010212      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 14,97     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 18,11     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

De BD Emerald-spuiten bevatten een gemonteerde naald met Luer aansluiting. Ze zijn steriel, latexvrij en voor eenmalig gebruik. Emerald-spuiten bestaan uit drie delen: een cilinder, stamper en stopper. De cilinder is helder, voor een optimale controle, en de schaalverdeling is duidelijk leesbaar. Dit product beschikt over een siliconenring, die zorgt voor een regelmatige stamperbeweging.

## Afbeeldingen

---

