



Artikelnummer	010271
Prijs excl. BTW	€ 7,30
Prijs incl. BTW	€ 8,83
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Deze BD Emerald spuiten zijn driedelige spuiten zonder naald, het zijn steriele spuiten voor éénmalig gebruik. De BD Emerald spuit 5cc & 10cc hebben een gradatie om de 0,20 ml. De BD Emerald spuit 2cc heeft een gradatie om de 0,10 ml.

BD Emerald spuiten zijn latex-vrij en milieuvriendelijk

Deze BD Emerald spuiten zijn zonder latex. Deze spuit BD Emerald wordt gebruikt om te injecteren. Deze kan ook gebruikt om vloeistof te aspireren, samen met een injectienaald weliswaar. De spuiten worden geleverd zonder naald. De BD spuiten Emerald bestaan uit drie delen: een cilinder, stamper en stopper. De cilinder is helder, voor een optimale controle, en de schaalverdeling is duidelijk leesbaar. Een driedelige spuit heeft als extra een rubber gesiliconiseerd afsluitdopje wat op de stamper is bevestigd. Dit rubber afsluitdopje zorgt voor een goede afdichting tussen cilinder en stamper & een soepele beweging van de stamper. De doorzichtige spuit zorgt voor een perfecte controle van de injectie. De Emerald spuit is de verbeterde, meer milieuvriendelijke versie van de

Plastipak. Deze injectiespuiten hebben als aansluiting voor de naald een Luer-slip (zonder schroefdraad) verbinding.

Kenmerken:

- De spuit beantwoordt aan de klinische behoeften over de hele wereld
- De spuit voldoet aan de kwaliteitsnormen wereldwijd
- De injectiespuit beperkt de impact op het milieu
- BD Emerald spuit intelligent en ecologisch verantwoord
- Productieproces gedreven door zonne- en windenergie vervaardigd op een meer duurzame manier
- De spuit bevat geen natuurrubberlatex.
- CE-markering markering, ISO 7886 , 7886-1 en ISO 594