



Artikelnummer	108144
Prijs excl. BTW	€ 14,30
Prijs incl. BTW	€ 17,30
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Gebogen klem met 1x2 tanden

De Halstead Mosquito klem is een 1x2 getande, gebogen arterieklem.

De Halstead Mosquito klem wordt gebruikt voor het kortstondig dichtklemmen of vastgrijpen van doorgesneden bloedvaten.

Deze tang van Halstead Mosquito is een medische tang uit roestvrij staal.

- Autoclaveerbaar
- lengte: 12,5 cm