



Artikelnummer	108143
Prijs excl. BTW	€ 14,10
Prijs incl. BTW	€ 17,06
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Rechte klem met 1x2 tanden

De Halstead Mosquito klem is een 1x2 getande, rechte arterieklem.

De Halstead Mosquito klem wordt gebruikt voor het kortstondig dichtklemmen of vastgrijpen van doorgesneden bloedvaten.

Deze tang van Halstead Mosquito is een medische tang uit roestvrij staal.

- Autoclaveerbaar
- lengte: 12,5 cm