

# IV-katheter met vleugels Insyte-W - 22G x 25mm (blauw) - per stuk

07/10/2025 20:15:01



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Artikelnummer   | 0103031     |
| Prijs excl. BTW | € 0,91      |
| Prijs incl. BTW | € 1,10      |
| Voorraad        | op voorraad |

## Omschrijving

BD IV-katheter met vleugels Insyte-W - 1 STUK Infusion Therapy Systems

## Perifere intraveneuze katheters in Vialon™

### Kenmerken

- Steriel, éénmalig gebruik, latexvrij.
- De BD Insyte™ katheter is vervaardigd van radio-opaak BD Vialon™, hemocompatibel biomateriaal, en staat borg voor uitstekende penetratie, tipintegriteit en tolerantie.
- Vlot aanprikken: de grote weerstand van Vialon™ (Polyurethaan) maakt de vervaardiging van een fijnere, sterkere en betrouwbare kathetertip mogelijk, met een gemakkelijke penetratie. Er is 50% minder kracht nodig dan met de traditionele

katheters in teflon.

- Tipintegriteit: de mechanische eigenschappen van Vialon™ voorkomen opstropen en vervorming van de tip bij het aanprikken.
- Tolerantie: eenmaal in het lichaam ingebracht, wordt de aanvankelijk rigide katheter soepeler. Samen met de biocompatibiliteit van Vialon™ en de tipintegriteit verklaart deze aanvullende eigenschap het lagere risico op tromboflebitis.
- Debiet: de dunne wand van de katheter maakt met een identieke buitendiameter een hoger debiet mogelijk. De knikresistentie van Vialon™ garandeert het behoud van een optimaal debiet (bv.: BD Insyte™ 18G; 106ml/mn).

## Aanbevelingen

- Gebruikelijke perifere toegang ook bij broze venen en lage veneuze druk.

## Sterilisatie

- Ethyleenoxide (E.T.O.)

## Markering

- CE 0318 Insyte™, Insyte-W™ katheters
- CE 0086 Insyte-W™ katheters en/of CE 0318 Insyte-W™ katheters (Ref. 381312/381357)
- CE 0120 Insyte™ obturators