

KD-JECT E Voedingsspuit met ENFIT-aansluiting 3ml - per stuk

07/10/2025 15:59:49



Artikelnummer	4781
Prijs excl. BTW	€ 0,41
Prijs incl. BTW	€ 0,50
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

KD-JECT E voedingsspuiten met ENFIT aansluiting - per stuk

De KD-JECT E voedingsspuiten met ENFIT aansluiting zijn speciaal ontworpen voor het nauwkeurig toedienen van enterale voeding. Deze spuiten, verkrijgbaar per stuk, zijn voorzien van een veilige ENFit-connector die compatibel is met enterale systemen, waardoor het risico op verkeerde toediening wordt verminderd. Verkrijgbaar in:

- 1 ml
- 3 ml
- 5 ml
- 10 ml
- 20 ml
- 60 ml

- 100 ml