



Artikelnummer	010282
Prijs excl. BTW	€ 13,81
Prijs incl. BTW	€ 16,71
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

KD-Ject III spuiten – 3-delig – LUER LOCK KD-Ject steriele spuiten met luer lock voor eenmalig gebruik bestaan uit 3 delen: cilinder, plunjer en pakking. Ze zijn bedoeld voor injecteren van geneesmiddelen in combinatie met andere medische hulpmiddelen zoals injectienaalden of voor het onttrekken van lichaamsvloeistoffen. KD-Ject spuiten zijn niet-toxisch, pyrogeenvrij en gesteriliseerd met ethyleenoxide.

Eigenschappen KD-JECT III spuiten

- Goed zichtbare schaalverdeling - Gesiliconiseerd voor de beste glij-eigenschappen - Grote vleugels voor een gemakkelijke en stevige grip - Zuigerstop die voorkomt dat de zuiger naar buiten wordt gedrukt - PVC- en latex vrij