



Artikelnummer	108130
Prijs excl. BTW	€ 40,24
Prijs incl. BTW	€ 48,69
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De Mathieu-naaldvoerder wordt vooral gekenmerkt door zijn gebruiksgemak en lichte ontwerp. Vooral bij operatieve hechtingen, waarbij regelmatig geklemd moet worden, is het gebruik van een Mathieu-naaldvoerder vereist. De naaldvoerder is voorzien van een vastzetmogelijkheid, waardoor een snelle bevestiging van de naald mogelijk is en hij heeft een gekartelde opening, die de naald tijdens het hechten stevig op zijn plaats houdt.

Productkenmerken

- Van medisch roestvrij staal
- Met vastzetmogelijkheid
- Gegroefde hefbomen
- Met een veer voor gemakkelijk openen van de naaldvoerder na het ontgrendelen van de vergrendeling
- Bijzonder geschikt voor hechtingen waarbij regelmatig geklemd moet worden.

- Gekartelde grip zorgt voor veilig hanteren, zelfs met handschoenen en in vochtige omstandigheden
- Steriliseren in autoclaaf tot 134 °C, in een heteluchtsterilisator tussen 180-220 °C

De Mathieu-naaldvoerder is verkrijgbaar in verschillende grootten.