



Artikelnummer	102355
Prijs excl. BTW	€ 58,38
Prijs incl. BTW	€ 70,64
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Autoclaveerbare Mayo-Hegar naaldvoerder, gemaakt van roestvrij staal met ogen en vergrendeling. Ideaal voor het stevig vasthouden van naalden bij het hechten. De naaldvoerder is door de slanke vorm en de korte kop vooral zeer geschikt voor het plaatsen van ligaturen diep in het operatiegebied.

Productkenmerken

- Materiaal: roestvrij staal.
- Korte kop met gestructureerde hefbomen
- Tweezijdige bloedgroef
- Recht model
- Kan gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden (autoclaaf en heteluchtsterilisator)
- Voor het pakken, houden en doorvoeren van naalden en chirurgisch garen

De Mayo-Hegar naaldvoerder is verkrijgbaar in verschillende lengtes.