



Artikelnummer	3712
Prijs excl. BTW	€ 1,15
Prijs incl. BTW	€ 1,39
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Naaldcontainer Flynter 0,5 liter - per stuk Deze naaldcontainer biedt een betrouwbare, veilige en efficiënte oplossing voor de afvoer van gebruikte naalden en scherpe voorwerpen. Met zijn robuuste constructie, veilige sluitmechanisme en gebruiksvriendelijke ontwerp, is deze container ideaal voor een breed scala aan medische en laboratoriumomgevingen. Door te kiezen voor de Flynter naaldcontainer, investeert u in de veiligheid van uw medewerkers en patiënten, en draagt u bij aan een hygiënische en verantwoorde werkomgeving.