

Naaldcontainer 10 liter - vierkant 22x22x32cm H - 1 stuk

07/10/2025 22:30:29



Artikelnummer	010043
Prijs excl. BTW	€ 5,08
Prijs incl. BTW	€ 6,15
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Veiligheidscontainers verlagen het letselrisico in de praktijk en het ziekenhuis. Veiligheidscontainers, ook wel naaldcontainers genoemd, worden gebruikt in de artsen- of natuurgeneeskundige praktijk en in het ziekenhuis voor de veilige en hygiënische afvoer van gebruikte naalden, scalpels, bloedlancetten, pipetpunten en wegwerpinstrumenten. De naaldcontainers bestaan uit doorsteekbestendig kunststof om te voorkomen dat de puntige objecten door de wanden steken en het personeel verwonden. Het deksel van de naaldcontainers is gewoonlijk voorzien van afstrijsleuven, waarmee de canule zonder aanraking van de injectiespuit kan worden gescheiden. Hierdoor wordt de kans op letsel nog eens aanzienlijk verkleind.

Naaldcontainers in diverse maten naar ieders behoefte

Naaldcontainers zijn verkrijgbaar met diverse inhoudsmaten. Terwijl kleine containers vooral worden gebruikt voor de afvoer van naalden na huisbezoeken, vinden grote

naaldcontainers bij de verwijdering van gebruikte wegwerpinstrumenten en scalpels toepassing. Na volledige vulling is het belangrijk de naaldcontainer zo te sluiten dat hij niet per ongeluk weer geopend wordt. Alleen op deze wijze wordt gewaarborgd dat ook na het afvoeren geen gevaar voor prikaccidenten bestaat. De afvoer van de naaldcontainers geschiedt dan volgens de geldende regelgeving.

Veiligheids- en naaldcontainers in verschillende soorten

In onze online shop bieden wij een groot assortiment hoogwaardige naaldcontainers in verschillende maten tegen gunstige prijzen. Afmetingen:

- Naaldcontainer 0,5 L: Ø 8,3 x 15h cm
- Naaldcontainer 7 L: vierkant 14 x 19 x 32 cm
- Naaldcontainer 10 L: vierkant 22 x 22 x 35 cm