



Artikelnummer	102353
Prijs excl. BTW	€ 64,88
Prijs incl. BTW	€ 78,50
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De naaldvoerder van Olsen-Hegar is een slank instrument met vingergreep en vergrendeling. De naaldvoerder is bijzonder geschikt vanwege het geïntegreerde snijvlak voor chirurgische procedures die kunnen worden uitgevoerd zonder hulp. Door zijn korte kop wordt werken in een diep operatiegebied zeer eenvoudig. De twee hefbomen zijn gestructureerd om een stevige grip van de naald te garanderen.

Productkenmerken

- Korte kop met geïntegreerd snijvlak
- Gestructureerd hefbomen met bloedgroef
- Met vergrendeling
- Slank model
- Vingergreep
- Materiaal: roestvrij staal.
- Kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd

