



Artikelnummer	015003
Prijs excl. BTW	€ 44,83
Prijs incl. BTW	€ 54,24
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

Garrot groen Prämeta - Standaard model met clip-sluiting, ideaal om te gebruiken met 1 hand.

Een knelband/garrot wordt gebruikt bij bloedafname. Dit vergemakkelijkt het prikken en het afnemen van het bloedmonster.

- Een knelband/garrot is een metalen slot van hoge kwaliteit in een modern design.
- Een knelband/garrot heeft een afzonderlijk en nauwkeurig instelbare decongestie.
- Een knelband/garrot heeft een huidvriendelijke, duurzame katoenen stof.
- Knelband/garrot is latexvrij en autoclaveerbaar.

Een knelband/garrot, ook wel tourniquet genaamd, is een verband dat ook wordt gebruikt om een ledemaat wordt gelegd om ernstige bloedingen te stoppen.