

Praemeta-vervanglint (voor afbinder 015003) - Groen - per stuk

07/10/2025 20:43:28



Artikelnummer	015004
Prijs excl. BTW	€ 16,92
Prijs incl. BTW	€ 20,47
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Praemeta groen Vervanglint 1st. Vervanglint om te gebruiken bij automatisch knelverband/garrot. (ref. 015003).

Een knelband/garrot wordt gebruikt bij bloedafname. Dit vergemakkelijkt het prikken en het afnemen van het bloedmonster.