



Artikelnummer	150264
Prijs excl. BTW	€ 86,44
Prijs incl. BTW	€ 104,59
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Roestvrijstalen serumstaander

Deze roestvrijstalen serumstaander is in hoogte verstelbaar en heeft een fleshouder van blauwe kunststof en een glasdruppelhouder.

De serumstaander is ideaal voor gebruik in medische praktijken en ziekenhuizen. Het onderstel met vijf poten zorgt dat deze serumstaander gemakkelijk gemanoeuvreerd kan worden.

Producteigenschappen van de serumstaander:

- Roestvrijstalen serumstaander
- Fleshouder van blauwe kunststof

- Met druppelglas
- Onderstel met vijf poten
- Diameter: 25 / 18 mm
- Kunststof fleshouder met 4 haken – 2 kg/haak
- Vergrendeling: hoogte-instelling met schroef
- Lengte van buitenste slang 1000 mm
- Diameter onderstel: 635mm
- Armprofiel: 25 x 25 mm
- Dubbele wielen van 50 mm
- Totaal gewicht: 6,1 kg

Afbeeldingen

