


STERICAN Intramusculaire naald 20G x 70mm (geel) - 100 stuks

08/10/2025 10:59:08



Artikelnummer	010124
Prijs excl. BTW	€ 11,11
Prijs incl. BTW	€ 13,44
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Sterican - speciale naald - 20G2 3/4 -0,9 x70mm - geel - doos van 100 stuks

- In overeenstemming met ISO 7864 en DIN 13097.
- Dunwandige naalden
- Gemaakt van roestvrij, chroom-nikkel-staal
- Glad oppervlak met lichte siliconencoating
- Minimale pijn bij een punctie
- Transparante Luer-Lock kunststof
- Gemaakt van polypropyleen (naaldnaaf)
- Doos van 100 stuks