



Artikelnummer	101107
Prijs excl. BTW	€ 28,35
Prijs incl. BTW	€ 34,30
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Met deze Stieglitz splinterpincet kunt u fijne splinters heel goed vastnemen.

Kenmerken splinterpincet

- Model Stieglitz
- Recht model
- Lengte: 13.5 cm
- Vervaardigd uit roestvrij staal
- De klem zorgt ervoor dat je het splinterpincet kunt blokkeren en zo de greep op de splinter kunt blijven vasthouden