

# Unistik Shieldlock - Met Luer-adapter en houder - 23G x 200mm - 50 stuks

08/10/2025 04:04:13



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 3756        |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 25,81     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 31,23     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

Unistik Shieldlock met Luer-adapter en houder biedt directe naaldbescherming zodra de naald uit de ader van de patiënt wordt verwijderd. Het innovatieve veiligheidssysteem wordt eenvoudig geactiveerd met de duim, wat het risico op prikverwondingen aanzienlijk vermindert. Bovendien is de Unistik Shieldlock ontworpen om het mogelijk te maken eenvoudig grote hoeveelheden bloed af te nemen, wat ideaal is voor verschillende medische toepassingen.

## Veilig en gebruiksvriendelijk

Met de Unistik Shieldlock ervaar je een veilige en betrouwbare bloedafname, waarbij zowel de patiënt als de zorgverlener optimaal beschermd zijn. De Luer-adapter zorgt voor een stevige verbinding, terwijl de houder het gebruiksgemak vergroot.

## Inhoud en specificaties

- Inhoud verpakking: 50 stuks
- Beschikbare afmetingen: kies de gewenste afmetingen voor jouw specifieke toepassing