



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 01313       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 0,42      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 0,51      |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

Surflo® Winged infusie set van Terumo De Terumo Surflo Winged infusie set beschikt over de Terumo canule technologie. De Terumo canule technologie zorgt voor een uitstekende scherpte in combinatie met een speciale siliconen bekleding om voor een gemakkelijke en vlotte plaatsing te zorgen.

**De grote en in elkaar grijpende vleugels zorgen voor een stevige grip bij het plaatsen van de infusie.**

De kleurcodering van de vleugels en de knik resistente slangen zorgen voor extra gebruiksgemak. Terumo Surflo Winged is een steriele infusie set voor eenmalig gebruik. Specificaties van de Terumo Surflo Winged infusie sets: - Met Luer lock connectie - Met Terumo canule technologie - Zorgt voor een gemakkelijke en vlotte plaatsing - Stevige grip bij het plaatsen van de infusie - Kleurcodering - EtO sterilisatie