



Artikelnummer	170082
Prijs excl. BTW	€ 71,85
Prijs incl. BTW	€ 86,94
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

25 teststrips Accutrend® Cholesterol

Accutrend® Cholesterol bepaalt het cholesterol-gehalte in het bloed.

Deze Cholesterol Teststroken worden gebruikt in de [Accutrend Plus Meter](#) en in de Accutrend GC meter.

- monster: 1 druppel bloed
- meettijd: 60 seconden
- opslag van meetstrips bij kamertemperatuur
- hoge nauwkeurigheid en precisie over het gehele meetbereik