

Accutrend Plus-toestel voor de meting van lactaat, cholesterol en triglycerides

07/10/2025 22:06:07



Artikelnummer	170093
Prijs excl. BTW	€ 159,88
Prijs incl. BTW	€ 193,45
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Accutrend[®] Plus is een flexibel toestel dat makkelijk in de hand ligt en om het even waar gebruikt kan worden voor de analyse van de belangrijkste risicofactoren van een cardiovasculaire aandoening: totaal cholesterol, triglyceriden en lactaat.

Voordelen van Accutrend[®] Plus

- Snel resultaat: de belangrijkste parameters voor cardiovasculaire aandoeningen worden op enkele minuten tijd gemeten.
- Gebruikscomfort: één bloed druppel volstaat, flexibel en handig toestel.
- Betrouwbare resultaten: geïntegreerd automatisch zelfcontrolesysteem, de strips zijn voorzien van een elektronische chip met positieve identificatie van het lot strips en herkenning van de parameters voor het kalibreren van het toestel.