

Artikelnummer	000373
Prijs excl. BTW	€ 148,68
Prijs incl. BTW	€ 179,90
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Adscope 600 Cardiology stethoscoop Eenzijdig borststuk met instelbaar membraan – voor volwassenen Beluister hoog- of laagfrequente tonen door een lichte aanpassing van de druk op het borststuk. Lichte druk voor lage frequentie; meer druk voor hoge frequentie. *Het fraai vervaardigd borststuk van chirurgisch roestvrij staal zorgt voor optimale prestaties en hoge duurzaamheid. Gewicht: 203g Totale lengte: 69cm*