



Artikelnummer	170094
Prijs excl. BTW	€ 70,01
Prijs incl. BTW	€ 84,71
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Deze BM-Lactate Accutrend[®] teststrips, in combinatie met het [Accutrend[®] Plus](#) systeem, maken een snelle en nauwkeurige bepaling van het lactaatgehalte in bloed mogelijk.

Productgegevens

- monster: 1 druppel bloed
- meettijd: 60 seconden
- meetbereik: 0.8 - 21.7mmol/l (volbloed)
- opslag van meetstrips bij kamertemperatuur
- hoge nauwkeurigheid en precisie over het gehele meetbereik