



Artikelnummer	124050SERB
Prijs excl. BTW	€ 126,36
Prijs incl. BTW	€ 152,90
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De 3M™ Littmann® Classic II Infant stethoscoop is speciaal ontwikkeld voor de allerkleinste patiëntjes. De stethoscoop beschikt over een kelk van 1,9 cm voor het ausculteren van zuigelingen. Aanbevolen voor kinderartsen.

Eigenschappen van de 3M™ Littmann® Classic II Infant stethoscoop

- Grote akoestische gevoeligheid
- Speciaal ontworpen voor auscultatie van kinderen of zuigelingen
- Roestvrij stalen borststuk
- Gepatenteerd 'zwevend membraan'
- Traditioneel combinatie-borststuk met niet-koud aanvoelende rand
- Enkelvoudige geïsoleerde slang
- Gepatenteerd 3M™ Littmann® Snap Tight Soft-sealing oordopjes

- 3 jaar garantie