

# Littmann Herstelkit voor Classic II Pediatric (membraan + 2 ringen)

08/10/2025 00:31:57



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 124071                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 17,42                      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 21,08                      |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 3 op<br>voorraad |

## Omschrijving

De stethoscoopkit met onderdelen voor de 3M™ Classic II Pediatric bevat een 2 zwarte ringen en een membraan. De 3M™ Littmann® stethoscopen bieden de hoogste kwaliteit die verwacht wordt door gezondheidsmedewerkers. Alle onderdelen en toebehoren moeten aan dezelfde eisen voldoen.

**Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw Littmann® stethoscoop.**

Elk kit komt overeen met één van onze Littmann® modellen stethoscopen. De onderdelen voor stethoscopen en accessoires worden gebruikt voor eenvoudige reparaties.