

Metalen penlight met LED lampje - Converteerbaar naar mini-otoscoop

08/10/2025 11:24:30



Artikelnummer	121510
Prijs excl. BTW	€ 27,66
Prijs incl. BTW	€ 33,47
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Instrument met dubbele functie.

2-in-1: Penlight en mini-otoscoop

Hij is converteerbaar in een penlight en in een mini-otoscoop met 3 verschillende specula en is geleverd in een koffertje. Voorzien van indicator voor de pupilwijdte op het staafje. Inclusief batterijen (2 x AAA).