



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 1437                         |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 103,26                     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 124,94                     |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 3 op<br>voorraad |

## Omschrijving

---

Ontdek de Otoscoop SmartLED Spengler x Luxamed een hoogwaardig medisch instrument ontwikkeld door Spengler in samenwerking met Luxamed. Deze pocketformaat otoscoop combineert toptechnologie met ergonomisch design, ideaal voor artsen, huisartsen en specialisten die mobiliteit en precisie waarderen.

Belangrijkste kenmerken:

- Krachtige verlichting: Ring van 6 LED's met 10.000 Lux voor helder en schaduvvrij zicht.
- Duurzame technologie: LED-levensduur tot 100.000 uur bij constant stroomverbruik.
- Verstelbare helderheid: Eenvoudig dimbaar met een lange druk op de knop.

- Automatische uitschakeling: Energiebesparend, schakelt uit na 3 minuten inactiviteit.
- Vergroting x3: Draaibare loep voor gedetailleerde inspecties.
- Lichtgewicht en sterk: Gemaakt van aluminium en glasvezelversterkte kunststof.
- Compact design: Slechts 16,2 cm lang, perfect voor in je dokterskoffer.

## Afbeeldingen

---

