



Artikelnummer	1406
Prijs excl. BTW	€ 103,26
Prijs incl. BTW	€ 124,94
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Otoscoop SmartLED 5500 - Verschillende varianten

De otoscoop SmartLED 5500 is ontwikkeld met het doel om een accuraat medisch onderzoek van het oor uit te voeren. Deze otoscoop biedt helderheid, een perfecte kleurweergave en gebruiksgemak, wat cruciaal is bij de inspectie van de gehoorgang en het trommelveel.

Verschillende varianten

- Rood
- Zwart

Eigenschappen otoscoop SmartLED 5500

- Hoge lichtkwaliteit: Met een uitzonderlijk vermogen van 50K lumen
- Glasvezeltechnologie: De verspreiding van licht door glasvezel maakt het gezichtsveld in de kop van de otoscoopkop en vermindert het risico van verblinding
- LED-technologie: Vrijwel onbeperkte levensduur en laag energieverbruik voor gebruik dag na dag
- Perfecte kleurschakeringen: De 95% kleurweergave-index zorgt voor een perfecte kleurweergave
- Onderzochte colorimetrie: Het licht van de Smartled 5500 heeft een kleurindex van 4000K. Een kleur die niet te warm, noch te koud is, perfect voor auscultatie
- x3 vergroting: Zwenkloep met vergroting x3
- Voeding: Batterijen 2x LR06 AA alkaline 1,5 volt (meegeleverd)
- Draagbaar ontwerp: Past in elke zak voor optimaal gebruiksgemak
- Ergonomisch handvat: garandeert een comfortabele grip

Garantie

- 3 jaar: kop en handvat (onder normale gebruiksomstandigheden), exclusief speculum en batterijen