



Artikelnummer	125210
Prijs excl. BTW	€ 19,85
Prijs incl. BTW	€ 24,02
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

De peakflowmeter is een lichte en draagbare meter bedoeld om eenvoudig en nauwkeurig astma te controleren.

- Accuraat
- Compact
- Lichtgewicht
- Draagbaar
- Robuust en slijtvast
- Beschikt over een comfortabel integraalmondstuk
- Gemakkelijk te lezen
- Bereik: 50 – 800 l/min