



Artikelnummer	1413
Prijs excl. BTW	€ 46,17
Prijs incl. BTW	€ 55,87
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De saturatiemeter Oxyfrog - pediatriesch is een kindvriendelijke digitale pulsoximeter.

Kenmerken Oxyfrog

- Deze saturatiemeter is geschikt voor pediatriesch gebruik: het is speciaal ontworpen om het onderzoek aangenamer te maken
- Het scherm oriënteert automatisch naargelang de positie van de vinger
- Hoge nauwkeurigheid
- Volgende parameters staan weergegeven op de display:
 - Hartslag
 - Zuurstofsaturatie
 - Curve van Plethysmografie

- Batterijpercentage
- Gemakkelijk in gebruik
- De Oxyfrog is geschikt voor kinderen van 10 tot 40 kg

Wat wordt meegeleverd?

- 1 saturatiemeter Oxyfrog
- 1 polsband
- 2 AAA-batterijen 1,5 V
- 1 schroevendraaier om het batterijdeksel te openen
- 1 gebruiksaanwijzing

2 jaar garantie onder normale gebruiksvoorwaarden

Afbeeldingen

