

SECA 750 - Mechanische weegschaal (tot 150kg) - Zwart/wit

07/10/2025 20:42:40



Artikelnummer	159013
Prijs excl. BTW	€ 135,99
Prijs incl. BTW	€ 164,55
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Analogue weegschaal met uitstekende accuratesse. Dankzij het precisiemechanisme dat zich in deze analoge weegschaal van Seca bevindt, wordt het gewicht uitermate nauwkeurig weergegeven. In totaal heeft dit model een weegbereik van 150 kilogram waarbij een schaalverdeling gebruikt wordt van 500 gram.

Aan de bovenzijde beschikt de Seca Viva 750 over een rubberen platform dat extra comfort en veiligheid biedt.

Het voordeel van een dergelijke analoge weegschaal is dat deze geen batterijen gebruikt. Bovendien kunt u de wijzer ook weer handmatig op de nul plaatsen, als deze na verloop van tijd iets begint af te wijken.

Extra Informatie

- Weegbereik: 150 kg

- Gradatie: 500 gram
- Gewicht: 6,9 kilogram
- Verkrijgbaar zwart/wit
- Afmeting: 91×29,5×50 cm