



Artikelnummer	122351
Prijs excl. BTW	€ 764,64
Prijs incl. BTW	€ 925,21
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Met AudioScope 3 kunt u uw patiënten snel en nauwkeurig screenen - en met meer flexibiliteit. De eenvoudige screeningsprocedure neemt slechts enkele seconden in beslag. Omdat AudioScope 3 20, 25 en 40 dB HL-niveaus in één apparaat heeft, kunt u al uw patiënten met dit instrument screenen. Bovendien worden de tonen met willekeurige tussenpozen weergegeven, zodat uw patiënten hun hoorscherm niet meer kunnen raden.

Eigenschappen Audioscope 3

- Halogeenlicht en glasvezel voor een schitterend zicht op het trommelvlies en de gehoorgang voor en tijdens de gehoorscreening.
- Keuze uit 3 screeningsniveaus - 20dB HL, 25dB HL & 40dB HL bij 500, 1000, 2000 & 4000 Hz voor alle leeftijden.
- Pretone voor de praktijk van patiëntentesten.
- Willekeurige toonintervallen voor objectiviteit.

- Lichtgewicht, handheld voor volledige draagbaarheid.
- Uniek oordopje ontwerp elimineert de noodzaak voor een hoofdtelefoon.
- Oplaadbaar - houdt het toestel klaar voor gebruik.