

WELCH ALLYN Durashock DS54L Bloeddrukmeter met Flexiport-manchet en lepel - Zwart

08/10/2025 00:43:26



Artikelnummer	122211
Prijs excl. BTW	€ 81,86
Prijs incl. BTW	€ 99,05
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Bloeddrukmeter Welch Allyn - Durashock DS54 - Aneroïde, manuele bloeddrukmeter. Durashock DS54 model is een goedkopere versie van de Durashock DS55. Het verschil zit hem in de volledige ABS (plastiek) uitvoering, 5 jaar calibratiegarantie i.p.v. 10 jaar en deze uitvoering is met lepel. De bloeddrukmeter DuraShock DS54 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeten van Welch Allyn met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeten zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeten. Deze bloeddrukmeten beantwoorden aan de AAMI (American Association of Medical Instrumentation) normen, zijn stoot/slagvast en bieden een weerstand tegen een val van 76 cm zonder de kalibratie te verstoren. Bovendien bieden de bloeddrukmeten langer nauwkeurigere metingen en beschikken ze over een kalibratiegarantie van 5 jaar.

De bloeddrukmeter heeft een lasergegraveerde wijzerplaat voor een betere nauwkeurigheid.

Het model DuraShock DS54 van Welch Allyn beschikt over een schroefventiel en een tube.

- De bloeddrukmeter beschikt over een etiket waarop de naam van het centrum, van de dienst of van de arts kan opgeschreven worden om de identificatie te vergemakkelijken.
- De bloeddrukmeter wordt met een velcro manchet Flexiport voor volwassenen geleverd.
- De bloeddrukmeter wordt met opbergetui geleverd om het apparaat te beschermen.

Technische specificaties van de bloeddrukmeter Durashock DS54 van Welch Allyn:

- Schokbestendig (76 cm)
- Nauwkeurig en betrouwbaar
- 5 jaar garantie op calibratie
- Innovatief design