

WELCH ALLYN PanOptic Plus iExaminer set - Incl. handvat, etui & smartbracket

07/10/2025 21:56:43



Artikelnummer	122341
Prijs excl. BTW	€ 1.273,00
Prijs incl. BTW	€ 1.540,33
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Volledige PanOptic PLUS oftalmoscoopset voor iExaminer met oftalmoscoopkop Plus, handvat Lithium-ion Plus, Smart bracket in etui.

Oftalmoscopie (fundoscopie) voor het opsporen van oogaandoeningen

Oftalmoscopie ook wel een oogspiegelonderzoek genoemd. Door dit onderzoek kan de arts de achterkant van het oog (fundus) zien, waardoor hij het netvlies, de optische schijf en het netwerk van kleine vaatjes die het oog van bloed voorzien, kan bestuderen. Dit is een belangrijk onderzoek, omdat de fundus nuttige informatie kan geven over de totale gezondheidstoestand. De fundus is de enige plek in het lichaam waar aders en slagaders rechtstreeks kunnen worden bekeken, zonder te hoeven opereren.

Wat is er nieuw aan deze PanOptic PLUS oftalmoscoopset?

Deze oftalmoscoopsets worden nu standaard geleverd met onze SureColor LED-verlichting en zijn gebouwd om lang mee te gaan met onze DuraShock-technologie, die samen helpen om de totale levensduur te verbeteren. Het nieuwe assortiment van diagnostische koppen is ook compatibel met de huidige bestaande 3,5 V-handvatten. Via een connectorplate (Smart Bracket) voor uw smartphone kan u de PanOptic oftalmoscoopkop PLUS omvormen tot een digitale otoscoop. Met gratis iExaminer App voor Android en Apple.

PanOptic PLUS oftalmoscoopset met langdurige LED-verlichting

De PanOptic oftalmoscoopkop PLUS is een vernieuwde oftalmoscoopkop van Welch Allyn. Deze PanOptic is voorzien van een Welch Allyn SureColor LED lamp (niet vervangbaar), deze is zeer energiezuinig en geeft meer en witter licht dan een traditioneel halogeen lampje. Om deze redenen bieden de PanOptic oftalmoscoop PLUS praktische voordelen bij hoogfrequent gebruik in de dagelijkse praktijk.

Nieuw en gebruiksvriendelijk design

Een nieuw ontwerp met een vertrouwde vorm en gevoel, met een ongelooflijke beeldweergave van 20x het oppervlak van het oog ten opzichte van de gebruikelijke oftalmoscoop, dit zijn beelden die je moet zien. Welch Allyn heeft geluisterd naar talloze zorgverleners en hebben de Quick Eye-uitlijningstechnologie toegevoegd, om de blik van de patiënt te helpen richten voor een betere uitlijning van het oog. Onze revolutionaire PanOptic PLUS oftalmoscoopset pakt de fundamentele uitdagingen aan van de directe oftalmoscopie van niet-verwijdde pupillen om zicht te krijgen op de hoge kwaliteit fundus voor nauwkeurige onderzoeken.

Opslaan en delen met de PanOptic PLUS oftalmoscoopset

De oftalmoscoopsets in de Plus-versies kunnen gebruikt worden voor standaard optische onderzoeken, en via onze iExaminer SmartBracket kan een breed scala aan smartphones op de kop gemonteerd worden. Hiermee kan u beelden vast leggen en eenvoudig delen via de gratis iExaminer-app voor iOS en Android. U kan uw smartphone eenvoudig monteren op de PanOptic oftalmoscoopkop PLUS met de voorzien SmartClips. Hiervoor voorziet u best een transparant hoesje voor uw smartphone. De gebruiksaanwijzing voor de iExaminer SmartBracket en App vindt u onderaan terug.

Inhoud van de volledige PanOptic oftalmoscoopset

- Lithium-ion Plus handvat
- [PanOptic oftalmoscoopkop Plus](#)
- USB-C oplaadkabel
- iExaminer Smart Bracker
- 2x SmartClips
- iExaminer testcard

- Handleiding
- Stevig etui