

WELCH ALLYN ProBP 3400

Digitale bloeddrukmeter met SureBP-technologie - Handheld

08/10/2025 00:43:47



Artikelnummer	122413
Prijs excl. BTW	€ 817,86
Prijs incl. BTW	€ 989,61
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Handmodel van de Welch Allyn Pro BP3400 SureBP digitale bloeddrukmeter.

BP3400 SureBP meet de systolische en diastolische druk, de pulswaarde en gemiddelde arteriële bloeddruk.

- SureBP technologie : snelle en exacte metingen van ziekenhuis niveau
- meet snel – binnen de 15 seconden
- Stoot-en schokvaste elektronische meter
- compacte afmetingen : L15 x B8 x H5,6 cm – makkelijk om mee te nemen
- werkt met herlaadbare lithium batterij
- kalibratie mogelijk door bijgeleverde PC-software
- intern geheugen voor 50 metingen

- compatible met alle maten van Flexiport manchetten

ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING - LEVERTERMIJN +/- 12 weken