



WELCH ALLYN ProBP 3400

Digitale bloeddrukmeter met SureBP-technologie - Tafelmodel

08/10/2025 00:43:26



Artikelnummer	122410
Prijs excl. BTW	€ 894,05
Prijs incl. BTW	€ 1.081,80
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Tafelmodel met machettehouder van de Welch Allyn Pro BP3400 SureBP digitale bloeddrukmeter.

BP3400 SureBP meet de systolische en diastolische druk, de pulswaarde en gemiddelde arteriële bloeddruk

- SureBP technologie : snelle en exacte metingen van ziekenhuis niveau
- meet snel - binnen de 15 seconden
- Stoot-en schokvaste elektronische meter
- compacte afmetingen : L15 x B8 x H5,6 xm - makkelijk om mee te nemen
- werkt met herlaadbare lithium batterij
- calibratie mogelijk door bijgeleverde PC-software

- intern geheugen voor 50 metingen
- compatible met alle maten van Flexiport manchetten

ENKEL VERKRIJGBAAR OP BESTELLING - LEVERTERMIJN +/- 12 weken