



Artikelnummer	125216
Prijs excl. BTW	€ 227,24
Prijs incl. BTW	€ 274,96
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De Thermoscan PRO 6000 oorthermometer

De ThermoScan Pro 6000 oorthermometer is ontworpen voor gezondheidszorgprofessionals die snelle, nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen nodig hebben. Deze geavanceerde oorthermometer combineert innovatieve technologie met gebruiksvriendelijkheid, wat resulteert in optimale prestaties en efficiëntie.

Belangrijkste Kenmerken van de ThermoScan Pro 6000 Oorthermometer

1. Nauwkeurige Metingen

- De ExacTemp technologie zorgt voor consistent nauwkeurige temperatuurmetingen door te controleren of de thermometer correct in het oor is geplaatst. Een licht- en geluidsindicator bevestigen de juiste positie.
- 2. Snel en Efficiënt
 - Meet de temperatuur in slechts enkele seconden, wat essentieel is voor het comfort van de patiënt en de efficiëntie van de zorgverlener. Dit maakt het bijzonder geschikt voor gebruik bij kinderen en ouderen.
- 3. Ergonomisch Ontwerp
 - Het lichtgewicht, ergonomische ontwerp zorgt voor een comfortabele grip en gemakkelijke bediening, zelfs bij langdurig gebruik. Dit vermindert de belasting voor de zorgverlener.
- 4. Geheugenfunctie
 - De thermometer slaat automatisch de laatste temperatuurmeting op, wat handig is voor het bijhouden van temperatuurveranderingen bij patiënten.
- 5. Voorverwarmde Tip
 - De voorverwarmde tip vermindert het risico op het koelen van de gehoorgang, wat resulteert in nauwkeurigere metingen. Dit is vooral belangrijk bij metingen bij pasgeborenen en jonge kinderen.
- 6. Vervangbare Probes
 - Voorzien van wegwerpbare lensfilters om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen. Dit garandeert een hygiënische en veilige manier van werken.

Voordelen

1. Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid
 - Door de geavanceerde technologieën en kwaliteitsconstructie biedt de ThermoScan Pro 6000 betrouwbare en nauwkeurige metingen, cruciaal voor het juiste medische beheer.
2. Gebruiksgemak
 - De thermometer is eenvoudig te gebruiken, met duidelijke indicatoren en een snel meetproces, wat zorgt voor minimale verstoring en maximaal comfort voor de patiënt.
3. Hygiënisch en Veilig
 - De gebruiksvriendelijke, wegwerpbare lensfilters zorgen voor hygiëne en voorkomen kruisbesmetting, wat van essentieel belang is in medische omgevingen.
4. Duurzaam en Langdurig Gebruik
 - De robuuste constructie van de thermometer zorgt voor langdurige betrouwbaarheid, zelfs bij intensief gebruik in drukke zorginstellingen.

Toepassingen

- Ziekenhuizen en Klinieken
 - Ideaal voor gebruik in diverse afdelingen, waaronder spoedeisende hulp, kinderafdelingen en algemene medische afdelingen.
- Huisartsenpraktijken
 - Geschikt voor huisartsen en praktijkverpleegkundigen die snel en betrouwbaar de lichaamstemperatuur van patiënten moeten meten.
- Verzorgingstehuizen
 - Nuttig voor het monitoren van de gezondheid van bewoners, vooral gezien de snelheid en het comfort van de metingen.
- Thuiszorg
 - Een waardevol hulpmiddel voor thuiszorgverleners die betrouwbare temperatuurmetingen moeten uitvoeren bij hun patiënten.

Afbeeldingen

