



CURAS Foley-katheter -100% silicone - CH18 - 30ml - 3-wegs - 40cm - per stuk

08/10/2025 06:33:25

Artikelnummer	S1364
Prijs excl. BTW	€ 4,59
Prijs incl. BTW	€ 5,55
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

CURAS Foley-katheter - 100% silicone - 3-wegs - per stuk is gemaakt van 100% medische kwaliteit silicone en is hypoallergeen. Dit maakt de katheter geschikt voor langdurig gebruik en voorkomt irritaties en allergische reacties.

Waarom kiezen voor de Curas Foley-katheter?

1. Hoogwaardige kwaliteit silicone

- Gemaakt van 100% medische silicone
- Hypoallergeen en geschikt voor latexgevoelige patiënten
- Minder kans op irritaties en infecties

2. Geschikt voor langdurig gebruik

- Biocompatibel en veilig voor langdurige katheterisatie
- Bestand tegen afzettingen en bacteriegroei
- Behoudt flexibiliteit en integriteit

3. Transparant voor gemakkelijke monitoring

De transparante structuur maakt visuele controle mogelijk
Helpt bij het vroegtijdig opsporen van verstoppingen of infecties

4. Comfortabel en veilig ontwerp

Gladde, flexibele oppervlakte vermindert wrijving
Veiligheidsballon voor een stevige fixatie in de blaas
Dubbele lumen voor efficiënte urineafvoer en balloninflatie

Voordelen van de Curas Foley-katheter

- Hypoallergeen – Geen risico op latexallergieën
- Lange levensduur – Minder frequent vervangen nodig
- Minder afzettingen – Voorkomt verstoppingen en infecties
- Verbeterd patiëntcomfort – Zachte, flexibele structuur
- Eenvoudige monitoring – Transparant materiaal voor visuele controle

Toepassingen van de Curas Foley-katheter

- Langdurige katheterisatie – Ideaal bij chronische urineretentie
- Postoperatieve zorg – Ondersteunt herstel na operaties
- Palliatieve zorg – Zorgt voor pijnloos en efficiënt urinebeheer
- Blaasstoornissen – Geschikt bij neurologische aandoeningen

Met de Curas Foley-katheter kies je voor een veilige, comfortabele en duurzame oplossing voor urinebeheer.