




Artikelnummer	01741
Prijs excl. BTW	€ 8,12
Prijs incl. BTW	€ 9,83
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

FlexGRIP Foley Katheterfixatie is een steriele, eenmalig te gebruiken pleister voor de stabilisatie van Foley-katheters met een diameterbereik van 11-18 Fr. Eenvoudig in gebruik en biedt zeer stevige fixatie zonder invloed op de doorstroming, zelfs bij zachte siliconen Foley-katheters. De positionering is niet beperkt tot de bifurcatie, maar kan op elke plek op de katheterschacht worden toegepast. Het lage profiel en het zachte materiaal zorgen voor comfort, terwijl de grote, hoogpresterende kleeflaag een veilige en betrouwbare huidfixatie biedt. Kenmerken:

- Geschikt voor katheters met een diameter van 11-18 Fr
- Eenvoudig te gebruiken dankzij voorgemonteerde fixatielus
- Ongeëvenaarde fixatiesterkte
- Extra vergrendeling voor de fixatielus
- Gemaakt van zachte materialen
- Huidvriendelijke en hypoallergene kleeflaag

Voordelen:

- Fixatiesysteem voor Foley-katheters met brede toepassingsmogelijkheden
- Voorkomt kathetermigratie en gerelateerde complicaties
- Extra veiligheidslip voorkomt onbedoeld losraken
- Voorkomt MARSI (huidletsel door medische kleefstoffen)
- Biedt optimaal comfort voor de patiënt

Video: <https://vimeo.com/1026478907>